

Designparameter BISS für Druckdienstleistung



Stumpfgestaltung

Steg im Loch	
Lücke (mm)	0,06
Steghöhe (mm)	0,07
Stegbreite unten (mm)	0,5
Stegbreite oben (mm)	0,1
Steg-Anzahl	5
Steg-Mindestabstand (mm)	4
Horizontale Auflösung (mm)	0,5
Vertikale Auflösung (mm)	0,2
Bodenloch-Durchmesser (mm)	10
Minimale Verjüngung (mm)	0,5
Hohlkehle (mm)	0,7
Hohlkehle-Kante-Abstand (mm)	0,5
Bodenstufen-Höhe	0,5
Bodenstufen-Breite	0,4
Seitenloch \varnothing (mm)	2,35

	SHERAprint model plus			SHERAprint model UV	
Steg im Loch	Grey	Sand	Sand Stumpf in Model grey	smoky white	smoky white Stumpf in Model grey
Lücke (mm)	0,06	0,05	0,04	0,08	0,05
Steghöhe (mm)	0,07				
Stegbreite unten (mm)	0,5				
Stegbreite oben (mm)	0,1				
Steganzahl	5				
Steg-Mindestabstand (mm)	4				
Horizontale Auflösung (mm)	0,5				
Vertikale Auflösung (mm)	0,2				
Bodenloch-Durchmesser (mm)	10				
Minimale Verjüngung (mm)	0,5				
Hohlkehle (mm)	0,7				
Hohlkehle-Kante-Abstand (mm)	0,5				
Bodenstufen-Höhe	0,5				
Bodenstufen-Breite	0,4				
Seitenloch \varnothing (mm)	2,35				

Designparameter BISS für Druckdienstleistung



Modellgestaltung

Aushöhlen überspringen

Wandstärke (mm)

Abfließlöcher

Abfließlöcher erzeugen

Durchmesser (mm)

Abstand (mm)

Höhe (mm)

Version mit Stumpflöchern anzeigen

Aushöhlen überspringen	deaktivieren
Wandstärke (mm)	2
Abfließlöcher erzeugen	deaktivieren
Version mit Stumpflöchern	aktivieren